

MODE D'EMPLOI

Y-10357



Mode d'emploi

Manuel de l'utilisateur

Epilateur Laser Electrique

Table des matières

Test de sensibilité de la peau	2
Comment utiliser l'appareil ?	2
Déroulement du traitement.....	6
Le premier mois (un en 3-5 jours)	6
Le deuxième mois (un par semaine)	6
Le troisième mois (une fois tous les 15 jours).....	6
Le quatrième mois (une fois tous les 30 jours)	6
La durée de vie d'une lampe	7
Remplacement de la lampe	7
Méthode de fonctionnement de la fonction de rajeunissement de la peau	7
Intervalle recommandé en utilisant les fonctions RH/SR	7
Effets indésirables et contre-mesures associées	7



Test de sensibilité de la peau

Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, ou la première fois que vous l'utilisez sur une nouvelle zone, veuillez d'abord choisir une petite zone pour effectuer le test de sensibilité cutanée en suivant les instructions suivantes :

- 1- Allumez le produit cosmétique en suivant les instructions indiquées plus loin
- 2- Choisissez le niveau bas, 1er ou 2ème niveau
- 3- Faire le test sur la zone choisie en suivant les instructions d'utilisation avec précaution
- 4- Vérifier l'état de la peau après 30 minutes
- 5- Si la peau de la zone testée est normale, vous pouvez continuer à utiliser l'appareil. Si la peau est rouge et gonflée, attendez 24 heures et testez à nouveau

Comment utiliser l'appareil ?

1. Avant l'utilisation, rasez tous les poils de la zone de traitement. Nettoyez et essuyez la zone de traitement pour maximiser la quantité d'énergie que le follicule pileux absorbe afin d'obtenir le meilleur effet de traitement



2. Insérez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise d'adaptateur de l'épilateur




3. Branchez l'adaptateur et la prise de courant, l'indicateur de niveau sera allumé pendant 2 secondes, indiquant que le dispositif a été branché au courant



4. Appuyez longuement sur le bouton "On" pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension.
5. L'instrument comporte 5 niveaux (1-5). Le niveau 1 est le niveau par défaut après le démarrage ; une courte pression sur le bouton de réglage du niveau permet d'ajuster, une courte pression permet d'augmenter un niveau, un indicateur de niveau est allumé. Après avoir augmenté au niveau 5, une nouvelle pression courte peut ramener au niveau 1, le fonctionnement en boucle est à chaque fois activé.

Commencez à utiliser avec le niveau le plus bas, puis augmentez progressivement si vous vous sentez bien. Ajustez et adaptez le niveau en fonction de la réaction de votre peau.

6. Portez les lunettes de protection exclusives au produit (ou des lunettes de soleil normales) pour éviter d'endommager vos yeux.



7. Réglage de l'émission lumineuse manuelle et de l'émission lumineuse automatique

Réglage de l'émission de lumière manuelle

Le réglage par défaut est l'émission d'une lumière manuelle, par exemple, elle éblouit une fois en appuyant sur le bouton de la lampe. (Convient pour l'épilation de petites surfaces)

Réglage de l'émission de lumière automatique

Après le démarrage de l'appareil, une pression de 2 secondes sur le bouton de la lampe, le témoin de disponibilité clignote, il passe à l'émission de lumière automatique. Il suffit d'approcher la lampe de la peau, l'appareil s'éblouit automatiquement. (Convient pour l'épilation de grandes surfaces)

Attention : lorsque l'instruction cosmétique est en auto-émission de lumière, veillez à éviter toute autre zone exposée à la lampe et ne laissez jamais d'autres personnes toucher la lampe.

Passez à l'émission de lumière manuelle :

Lorsque l'appareil est en émission de lumière automatique, appuyez sur le bouton de la lampe pendant 2 secondes, le témoin de disponibilité cesse de clignoter et passe en émission de lumière manuelle.

8. Fixez la lampe près de la zone d'épilation et essayez de faire en sorte que la lampe soit à angle droit par rapport à la peau :

1) lorsque l'instrument cosmétique est en émission de lumière manuelle, lorsque les indicateurs d'état de préparation clignotent, appuyez sur le bouton de la lampe pour irradier et la zone de couverture de la lampe permet de terminer l'épilation. Ensuite, déplacez la lampe vers la nouvelle zone de traitement et faites-la adhérer à la peau. Lorsque les indicateurs de préparation clignotent, appuyez sur le bouton de la lampe pour irradier. Répétez ces étapes à plusieurs reprises. Il est suggéré d'irradier une zone pendant 2 à 3 fois.

2) Lorsque l'instrument cosmétique est en auto-émission de lumière, l'appareil éblouit automatiquement, vous n'avez donc pas à appuyer sur le bouton de la lampe, et la zone de couverture de la lampe permet de terminer l'épilation. Déplacez ensuite la lampe vers la nouvelle zone de traitement et faites-la adhérer à la peau, puis l'appareil éblouira automatiquement. Répétez ces étapes. Il suffit d'irradier une zone 2 à 3 fois.

Conseil : lorsque l'instrument est en auto-émission de lumière et que la lampe est plaquée sur la peau sans bouger, elle sera éblouissante pendant 8 secondes



9. Après utilisation, appuyez longtemps sur le bouton d'arrêt pendant 2 secondes pour éteindre l'instrument. Il s'éteint automatiquement dans 5 minutes si vous n'avez rien fait.
10. Débranchez l'adaptateur et retirez l'adaptateur de la prise de courant.
11. Après 10 minutes, lorsque la lampe est refroidie, essuyez la sortie de lumière de la lampe avec du papier humide non alcoolisé ou du papier doux.
12. Après le nettoyage, mettez l'appareil et l'adaptateur dans la boîte d'emballage. Placez ensuite la boîte dans un endroit sec et bien ventilé, hors de portée des enfants.
13. Soigner la peau traitée

Après 20 minutes, nettoyez la peau traitée, vous pouvez choisir les produits de soin hydratants pour hydrater et réparer la peau traitée. Si vous vous sentez mal à l'aise, appliquez du froid sur la peau pendant 30 à 60 minutes jusqu'à ce que la peau ne ressente plus la douleur de la brûlure.

ATTENTION

- Appliquez le gel d'aloë Vera ou un produit hydratant sur la peau à traiter. N'utilisez pas de produits cosmétiques irritants immédiatement.
- Veuillez-vous assurer de la propreté de la peau à traiter avant de procéder au traitement. Il est recommandé d'utiliser de l'eau froide bouillante pour nettoyer la peau.
- Dans les 2 heures suivant le traitement, la peau traitée ne peut pas être mouillée avec de l'eau. Ne pas prendre de bain de soleil, de bain chaud, de bain de vapeur, etc. dans les 48 heures.
- Essayez d'éviter d'exposer la peau traitée au soleil dans les 2 heures suivant le traitement. De bonnes mesures de protection solaire avant les activités de plein air. Il est préférable de traiter la nuit.
- Ne vous baignez pas dans une piscine désinfectée dans les 48 heures suivant le traitement.
- Si vous ignorez les avertissements mentionnés ci-dessus, l'utilisation de l'appareil peut entraîner un gonflement rouge de la peau, une décoloration de la peau à court ou à long terme
- N'appuyez pas sur le bouton de la lampe en permanence. Appuyez une fois sur le bouton de la lampe. Il est conseillé d'irradier une zone 2 à 3 fois. Toute la zone de la lampe proche de la peau pour un endroit donné.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu pendant plus de 25 minutes. Si la zone de traitement est relativement grande, elle peut être divisée en plusieurs fois. Après avoir utilisé 25 minutes pour débrancher l'appareil, vous pouvez continuer à l'utiliser en vous reposant pendant 10 minutes.

Déroulement du traitement

Le premier mois (un en 3-5 jours)

Les poils ou la peau ne changent pas d'aspect. Veuillez attendre patiemment, le résultat vous surprendra.

Le deuxième mois (un par semaine)

Les poils deviennent plus fins et plus résistants. Vous verrez des follicules de poils noirs s'affaïsser dans votre douche. La surprise est en route.

Le troisième mois (une fois tous les 15 jours)

La croissance de la plupart des nouveaux poils a été supprimée. Ils ne rebondissent plus. Vous pouvez les arracher en douceur. Il n'y a plus que quelques poils qui poussent sur la zone.

Le quatrième mois (une fois tous les 30 jours)

Pas de poils. Vous avez retiré tous les poils de la zone de traitement pour toujours. Vous aurez toujours une peau parfaite. Après le traitement, l'épilateur vous aidera à éliminer les poils sur une zone spécifique pour toujours. Certaines parties du traitement ne requièrent pas d'entretien de suivi, d'autres nécessitent un entretien de suivi pendant une certaine période comprenant 6 mois, 9 mois et 12 mois.

La durée de vie d'une lampe

La durée de vie d'une lampe d'épilation est de 300.000 pulsations, et celle d'une lampe de rajeunissement de la peau est de 100.000 pulsations.

Remplacement de la lampe

Appuyez longuement sur le bouton d'arrêt pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation.

Une main doit saisir la poignée supérieure, et l'autre doit saisir la lampe, la tirer et insérer la fonction correspondante (épilation, rajeunissement de la peau / traitement de l'acné)

Méthode de fonctionnement de la fonction de rajeunissement de la peau

1. Remplacer la lampe de rajeunissement de la peau, l'appareil testera et identifiera automatiquement le type de lampe après le démarrage.
2. Appuyez sur le bouton de réglage du niveau pour passer au niveau 1, dirigez la lampe vers la zone nécessitant un rajeunissement de la peau pour l'irradiation. Il suffit d'irradier chaque zone une fois et de le faire une à deux fois par semaine. Vous pouvez constater l'effet évident après avoir insisté sur le traitement pendant 2 à 3 mois.

Intervalle recommandé en utilisant les fonctions RH/SR

Pour irradier la même zone avec le même photon en une journée. Si vous souhaitez irradier la même zone avec un autre type de photon, vous devez attendre le lendemain.

Effets indésirables et contre-mesures associées

Toute méthode cosmétique comporte quelques risques. Ce produit ne fait pas exception à la règle. Les effets indésirables et les contre-mesures correspondantes ont été répertoriés comme suit.

1. Douleur

Comme les constitutions des gens diffèrent, ils auront des défenses différentes contre les douleurs. Il est rare que les usagers se sentent mal à l'aise. Si vous ressentez une légère sensation de brûlure, elle peut durer plus d'une minute, ce qui peut être supporté par la majorité des adultes et des enfants plus âgés.

2. Légère rougeur ou sensation de brûlure

C'est une réaction normale. Dans la plupart des cas, cette gêne disparaîtra automatiquement rapidement. Mais s'il persiste plus de 24 heures, vous devriez consulter le service clientèle.

3. Odeur de poils brûlés

Elle indique que vous n'avez pas rasé tous les poils avant l'utilisation. C'est normal.