MODE D'EMPLOI INTURE MASSANTE RAFFERMISSANTE ANTI CELLULITE APPAREIL DE MASSAGE

RÉF. : Y-AMAS14



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI

RÉF. : Y-AMAS14

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE LA TELECOMMANDE



On / Off

Mode

Augmentation de l'intensité

Baisse de l'intensité

Chauffage

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I – Allumer le produit

Brancher le câble avec la prise française au boitier de recharge ainsi qu'à la prise secteur. Vous verrez apparaitre une petite lumière rouge qui indique que le produit est en charge. Veuillez ensuite relier celui-ci au produit. Pour démarrer celui-ci il vous faudra appuyer sur le bouton « ON/OFF »

II – Choisir le mode de vibration

La ceinture dispose de deux modes distincts que vous pouvez sélectionner en appuyant sur le bouton « MODE ».
· Puissant et continu : il vous suffira d'une seule pression pour enclencher ce mode
· Mode vague : appuyez à nouveau et vous enclencherez le deuxième mode

III – Allumer le chauffage

Appuyer sur le bouton « Heat Up » pour allumer mode chauffage / sudation sur la ceinture de massage.

IV – Utilisation de la ceinture

Vous pouvez vous servir de cette ceinture réglable autour de votre taille, vos jambes ou votre fessier.