MODE D'EMPLOI

Y-mry1



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00

Mode d'emploi

Y-mry1

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 2
Présentation 2
Fait pour les personnes 2
Précautions 2
Choix des modes 2
Comment le connecter au Bluetooth. 2
Comment charger 3

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Présentation

Ce produit est conçu avec un design de pliage à 180 degrés pour s'adapter à toutes les formes du visage. Vos yeux peuvent être légèrement pressés et massés grâce à la coordination raisonnable entre le gonflage et le dégonflage de l'air. En attendant, vos yeux seront être massés doucement avec une compresse chaude.

Une utilisation de 15 minutes par jour est conseillée.

Fait pour les personnes

1. Avec fatigue visuelle et pseudo-myopie.

3. Portant des lunettes depuis longtemps.

4. Écran d'ordinateur, de téléphone portable ou de clavier quotidien

Précautions

1.Le produit ne convient pas aux personnes souffrant de maladie des yeux. Les patients ayant subi une opération oculaire ou souffrant d'une maladie oculaire, notamment de glaucome, de cataracte et de décollement de la rétine, sont interdits pour l'application de ce produit.

2.Les patients ayant subi un AVC lourd, une hypertension artérielle ou une hypotension ne doivent pas appliquer ce produit sans avoir consulter un médecin.

3.les produits seront chauffés à la surface, les personnes moins sensibles à la température doivent connaître la surface chauffante des produits

Choix des modes

En appuyant sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, l'appareil s'allume, le statut de fonctionnement sera « compresse chaude » En appuyant de nouveau sur le bouton, vous passerez à l'état de « pression atmosphérique ».

Appuyez une troisième fois pour passer à la « compression pneumatique et à la compression chaude ». Dans ce cas, la compression pneumatique et la compression chaude fonctionnent en même temps.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant trois à quatre secondes pour le mettre hors tension. Vous pouvez le faire quand vous voulez.

Comment le connecter au Bluetooth.

Une fois l'appareil allumé, l'icône du signal Bluetooth et d'alimentation clignotera automatiquement. Connectez le téléphone mobile Bluetooth à « SHUSEN ».

Écoutez de la musique sur votre téléphone portable, réglez le volume approprié et profitez-en.

Le masque ne peut connecter qu'un seul appareil à la fois. Par conséquent, si vous souhaitez changer de téléphone par exemple, veuillez éteindre le téléphone précédemment connecté.

La prochaine fois que vous l'allumez, le Bluetooth le connecte automatiquement.

Comment charger

Chargez via le câble dev charge USB, le voyant d'alimentation clignotant, après 2 heures de charge complète, le voyant cesse de clignoter et reste normalement allumé. Choisissez un chargeur 5V normal, un chargeur de téléphone portable ou une source d'alimentation pour téléphone portable.